

## MSD OXYCYCLE III PASSIVE/ACTIVE



Για Εκπαίδευση ΠΑΘΗΤΙΚΗ και ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ.

Το OxyCycle III είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για εξειδικευμένες ασκήσεις χαμηλού στρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε. Η ρυθμιζόμενη ταχύτητα και η αντοχή του καθιστούν ένα εξαιρετικό προϊόν για την προοδευτική ενίσχυση των χεριών και των ποδιών σας. Αυτή η άσκηση με πεντάλ παρέχει χαμηλή άσκηση για να αυξήσει τη δύναμη και την ευκαμψία, είναι ευέλικτη τόσο για το άνω όσο και για το κάτω μέρος του σώματος και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Το OxyCycle III διαθέτει κινητήρα 80 Watt για να προσφέρει αρκετή ισχύ για να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα περιστροφής, ενώ φθηνότερα μοντέλα φέρουν μόνο κινητήρα 30 Watt. Ένα σταμάτημα ασφαλείας θα αποφύγει τραυματισμό σε περίπτωση κράμπας ή μυϊκού σπασμού. Το OxyCycle III έχει ελαφρύ σχεδιασμό μικρού βάρους, ρυθμιζόμενη ταχύτητα και αντίσταση, διακόπτη χρονοδιακόπτη 15 λεπτών και οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών για ανάγνωση, ώρα, μετρήσεις, συνολική μέτρηση και καύσεις θερμίδων. Περιλαμβάνονται ένα μη-ολισθηρό μαξιλάρι και εναλλάξιμα πεντάλ χειρός.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

**Διαστάσεις:** 50cm x 46cm x 38cm

**Βάρος:** 8,5kg

**Ταχύτητα:** 20 - 65 rpm

**Κινητήρας:** 80 Watt