

Dolito

Συσκευή θεραπείας πόνου (TENS)

MTR+
vertriebs gmbh

Ασφαλές - Εύκολο στην χρήση - Αποτελεσματικό

- 6 διαφορετικά προγράμματα για πόνο και ενδυνάμωση των μυών
- Εύκολο στην χρήση
- Ψηλό επίπεδο ασφάλειας
- Διαθέτει ένα πλήρως προσαρμόσιμο πρόγραμμα
- Ο χρόνος και τα mA εμφανίζονται στην οθόνη LCD
- CE 0123

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 2 κανάλια
- Ένταση: 0-80 mA
- Συχνότητα: 1-150 Hz
- Πλάτος παλμού: 50-350 Ms
- Κυματομορφή: Ασύμμετρη, τετραγωνική διφασική με μηδενικό ρεύμα DC
- 5 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας (continuous, modulated, burst, Han, W/R)

Η συσκευή περιλαμβάνει:

- 1 συσκευή Dolito
- 4 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (40 x 40 mm)
- 2 καλώδια για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων
- 1 μπαταρία 9V
- 1 εγχειρίδιο χειριστή

 **BioCare**

C.Pittakas Biocare Ltd

www.cbpiocare.com

+35725817917

