

Ασφαλές - Εύκολο στην χρήση - Αποτελεσματικό

- 12 διαφορετικά προγράμματα μυϊκής αποκατάστασης, Θεραπείας για ακράτεια και ανακούφισης από τον πόνο
- Εύκολο στην χρήση
- Ψηλό επίπεδο ασφάλειας
- Διαθέτει ένα πλήρως προσαρμόσιμο πρόγραμμα
- Ο χρόνος και τα mA εμφανίζονται στην οθόνη LCD
- CE 0123

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 2 κανάλια
- Ένταση: 0-80 mA
- Συχνότητα: 1-150 Hz
- Πλάτος παλμού: 50-450 μ S
- Σχήμα παλμού: Ασύμμετρος, τετραγωνικός, διφασικός

Η συσκευή περιλαμβάνει:

- 1 συσκευή Myolito
- 4 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (40 x 80 mm)
- 4 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (40 x 40 mm)
- 2 καλώδια για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων
- 1 μπαταρία 9V
- 1 εγχειρίδιο χειριστή



C.Pittakas Biocare Ltd

www.cpbiocare.com

+35725817917

