


STAR WAVE FOCUSED



Οθόνη αφής Touch Control Plus 10.1": Το STAR WAVE F διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 10.1" για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. Με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό και γραφικά, η χρήση του είναι υπερβολικά εύκολη!

Εικονικός βοηθός - Virtual Assistant

Εκτός από το πλήθος προαποθηκευμένων παθολογιών, οι οποίες εμφανίζονται αναλόγως της περιοχής θεραπείας, το STAR WAVE διαθέτει ενσωματωμένο οδηγό εφαρμογής της θεραπείας για την επιλεγμένη παθολογία. Στην οθόνη της συσκευής, εμφανίζονται οδηγίες χρήσης - κίνησης της κεφαλής, είτε σε κείμενο είτε σε βίντεο!



Φάκελος ασθενή

Είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου ασθενή, όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία της εκάστοτε θεραπείας για να παρακολουθείται η πρόοδος της αποκατάστασης. Εκτός από απλές μετρήσεις, μπορεί να εισαχθεί και φωτογραφία (μέσω usb ή sd card) για οπτική απεικόνιση της πρόοδου!



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STAR WAVE F

- Large Focused & Controlled Focused Shockwave Therapy
- Ισχύς: 1 - 8 Bar (5 bar απορροφούμενα)
- Συχνότητα: 1 - 15 Hz (προαιρετικά 22 Hz)
- Τροχήλατο
- Ρύθμιση συχνότητας - πίεσης από το probe
- Οθόνη αφής HQ 10.1"
- Πατενταρισμένη κεφαλή λαδιού για ανώδυνη θεραπεία
- Έτοιμα πρωτόκολλα με απεικόνιση περιοχής
θεραπείας
- Virtual Assistant - Εικονικός βοηθός
- Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου ασθενή
- Άπειρες κενές θέσεις μνήμες
- Ελληνικό μενού
- Θύρα USB / SD Card
- Συνοδεύεται από 1 κεφαλή λαδιού focused 36mm & 1 Radial 30mm
- Πιστοποίηση CE & FDA